



Ausstattung

Griffhöhe verstellbar 96 – 123 cm

Inklusive Einkaufskorb, Tablett und Stockhalter

Daten

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Gesamtgewicht: 14,1 kg

Sitzhöhe: 61 cm

Sitzfläche: 38 x 15,5 cm

Gesamtlänge: 68 cm

Gesamtbreite: 58,5 cm

Gesamthöhe: 114 – 148 mm

Farbe: Silbermetallic

Preis

520,00 Euro (UVP)

Besonderheiten:

- Gepolsterte Auflagen für Rheuma- und Arthritispatienten
- Spezielles Bremssystem

Arthritisrollator **SRL**

Der SRL von B+B ist mit seinen gepolsterten Armauflagen hervorragend für Rheuma- und Arthritispatienten geeignet. Diese ermöglichen einen angenehmen, komfortablen Umgang mit dem Rollator, ohne zusätzlich zu belasten.

Bremsen ohne jede Kraftanstrengung wird durch sein speziell entwickeltes Bremssystem möglich.

HMV-Nr. 10.50.04.1132