





Datum: 16.05.2013	Typ: NEO	Modell: 8500	
S/N	D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx		





TEILELISTE			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	8500103000	Bodenabdeckung Kunststoff Neo	
2	8500104000	Ellipsenabdeckung rechts Kunststoff Neo	
2	8500105000	Ellipsenabdeckung links Kunststoff Neo	
ohne Abb.	8500112000	Schraubniete Bodenabdeckung Neo	
3	8500113000	Befestigungswinkel Bodenabdeckung Neo	
4	8500530000	Stoßdämpfer 450 lbs Neo	
5	8500700000	Batterieabdeckung Neo	
Datum: 16.05.2013		Typ: NEO	Modell: 8500
S/N		D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx	






TEILELISTE		
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8401210000	Seitenteil rechts kpl. (ohne Schieber) Neo
1	8401211000	Seitenteil links kpl. (ohne Schieber) Neo
2	8400203000	Armlehnenpolster Neo
3	8401150000	Memorystick Neo
4	8401200000	Schieber Seitenteil rechts SB 42-50cm Neo
4	8401201000	Schieber Seitenteil links SB 42-50cm Neo
4	8401202000	Schieber Seitenteil rechts SB 52-60cm Neo
4	8401203000	Schieber Seitenteil links SB 52-60cm Neo
5	8401204000	Seitenteilrahmen Neo
6	8401205000	Träger rechts Seitenteilrahmen Neo
6	8401205001	Träger links Seitenteilrahmen Neo
7	8401206000	Trägerprofil Armpolster Neo
8	8401220000	Sterngriffschraube Raststift Seitent. Neo
ohne Abb.	8401230000	Klemmprofil Schwenkarm Neo
ohne Abb.	8401231000	Distanzprofil Schwenkarm Neo
9	8500204000	Kleiderschutz Elyps Neo

Datum: 16.05.2013	Typ: NEO	Modell: 8500	
S/N D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx			




TEILELISTE			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	8500301000	Beinstütze links komplett Neo	
1	8500302000	Beinstütze rechts komplett Neo	
ohne Abb.	8500304.000	Arretierprofil Beinstütze Neo	
3	8500306000	Beinstütze Innenrohr Neo	
ohne Abb.	8500308000	Fersenband Neo	
4	8500311000	Fußplatte Neo	
Datum: 16.05.2013		Typ: NEO	Modell: 8500
S/N		D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx	






TEILELISTE			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	8500400000	Vorderradschwinge rechts Neo	
1	8500401000	Vorderradschwinge links Neo	
2	8500402000	Radgabel Neo	
3	8500403000	Lenklager Lenkgabel Neo	
4	8500406000	Achse Vorderradschwinge Neo	
5	8500412000	Achse Vorderrad Neo	
6	8500413000	Gleitlager Lenkbolzen Neo	
7	8500414000	Distanzhülse Vorderrad Neo	
8	8500417000	Gummidichtung Vorderradgabel Neo	
Datum: 16.05.2013		Typ: NEO	Modell: 8500
S/N		D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx	






1 (ohne Motor und Rad)





TEILELISTE		
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8500540000	Hinterradschwinge rechts Neo
1	8500541000	Hinterradschwinge links Neo
2	8400509000	Kippschutzrolle Neo
3	8400530000	Stoßdämpfer hinten 850 lbs Neo
4	8500503000	Spritzschutz hinten Kunststoff Neo
ohne Abb.	8500504.000	Halteblech Spritzschutz hinten Neo
5	8500519000	Kippschutz Trägerrohr Neo
6	8401705000	Motorflansch Neo
7	8401706000	Paßfeder Motorflansch Neo
8	8401732000	Motor rechts Neo Shihlin
8	8401733000	Motor links Neo Shihlin
ohne Abb.	8401750000	Kohlebürste Shihlin Motor Neo

Datum: 16.05.2013	Typ: NEO	Modell: 8500	
S/N D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx			



TEILELISTE		
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
ohne Abb.	8400720000	Adapterkabel für LED-Beleuchtung VSI / VR-2
1	8400863000	Lampensatz komplett Neo
ohne Abb.	8401702000	Spannband Batterie Neo
2	8401722000	Batterie 12V 60Ah Neo
ohne Abb.	8401726000	VR-2 Motorverlängerungskabel
ohne Abb.	8401728000	VR-2 Batteriekabelsatz
ohne Abb.	8401735000	VR-2 Batterie-Kabelsatz Neo
ohne Abb.	8401736000	VR-2 Motor-Kabelsatz Neo
ohne Abb.	8401820000	Kabelklammer Neo
ohne Abb.	8401823000	Halter B+B Remote Control Begleiter Neo
3	8401825000	Halter links VSI/VR-2 Steuerung Neo
3	8401826000	Halter rechts VSI/VR-2 Steuerung Neo
4	8401828002	Steuer-Stick Standard VR-2 VSI Steuerung
ohne Abb.	8401829000	VR-2 Power Modul 60A
ohne Abb.	8401850000	Reflektor rot passiv Neo
ohne Abb.	8401851000	Reflektor gelb passiv Neo
ohne Abb.	8401857000	Scheinwerfer- und Blinkerhalter vorne Neo
ohne Abb.	8401865000	Lampe Kabel 30cm vorne links Neo
ohne Abb.	8401866000	Lampe Kabel 70cm hinten links Neo
ohne Abb.	8401866001	Lampe Kabel 70cm hinten rechts Neo
ohne Abb.	8401867000	Lampe Kabel 100cm vorne links Neo
ohne Abb.	8401867001	Lampe Kabel 100cm vorne rechts Neo
ohne Abb.	8500702000	Rändelmutter Batterieabdeckung Neo
ohne Abb.	8500725000	Batteriekabelsatz Sicherungshalter Neo
ohne Abb.	8500726000	RNet Motorkabelverlängerung Neo
ohne Abb.	8500732000	RNet Licht-Steckersatz Neo
ohne Abb.	8500733000	RNet Y-Kabel Lichtmodul Neo
ohne Abb.	8500841000	Batterieladekabel komplett Neo
ohne Abb.	8500845000	RNet Power Modul Neo
ohne Abb.	8500846000	R-Net Remote Control Neo
ohne Abb.	8500847000	RNet Licht Modul Neo
ohne Abb.	8500848000	RNet Licht Modul 4 Aktuatoren Neo

Datum: 16.05.2013	Typ: NEO	Modell: 8500	
S/N D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx			



TEILELISTE			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
ohne Abb.	8401975000	Rosette Rückengurt Neo	
1	8401980000	B-Lock Sicherungsklammer Neo	
ohne Abb.	8500803000	Anpassrücken 48cm Neo	
2	8500900000	Sitzrahmen Neo	
2	8500903000	Sitzrahmen verlängert Neo	
3	8500901000	Sitzplatte Neo	
3	8500904000	Sitzplatte verlängert Neo	
4	8500905000	Bolzen 12x45mm Sitzrahmen Neo	
ohne Abb.	8500920000	Sitzkissen Standard Neo	
5	8500950000	Rückenrohr Neo	
6	8500951000	Rückenrohranbindung Neo	
7	8500955000	Bolzen Rückenlehne Neo	
ohne Abb.	8500970000	Rückengurt Standard Neo	
8	8500109000	Kantelstreifen komplett Neo	
9	8500303000	Beinstützenaufnahme m. Lochplatte Neo	
10	8500108000	Klemmhebel M8 Kantelstreifen Neo	
11	8500320000	Bolzen 8x57mm Beinstützenaufnahme Neo	
Datum: 16.05.2013		Typ: NEO	Modell: 8500
S/N		D85000000000001 - D8500xxxxxxxxxx	

