



Modell: 4026 - platin

Ersatzteilliste - RL-Smart		
Pos.-Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung
1	4026109000	Sitzflächenauflage
2	4026112000	Schieberohr rechts
3	4026113000	Schieberohr links
4	4026115000	Sternmutter und Schraube M6x35
5	4026130000	Handgriff Anatomisch rechts
6	4026131000	Handgriff Anatomisch links
7	4026146000	Tasche
8	4026148000	Taschenhalter
9	4026151000	Rastmechanismus links
10	4026152000	Rastmechanismus rechts
11	4026157000	Abdeckung Ovalrohr
12	4026159000	Abdeckung Sitzrohr
13	4026171000	Befestigung Kreuzstrebe komplett links
14	4026172000	Befestigung Kreuzstrebe komplett rechts
15	4026175000	Kunststoffauflage links
16	4026176000	Kunststoffauflage rechts
17	4026400000	Vorderradgabel inkl. Lager/Lenkbolzen/Abdeckung
18	4026402000	Achsschraube M8x65mm mit Mutter vorne
19	4026410000	Vorderrad EVA 8" inkl. Lager
20	4026501000	Achsschraube M8x90mm mit Mutter hinten
21	4026510000	Hinterrad EVA 7" inkl. Lager
22	4026610000	Bremsblech rechts inkl. Schrauben
23	4026611000	Bremsblech links inkl. Schrauben
24	4026625000	Bremse links inkl. Bowdenzug
25	4026626000	Bremse rechts inkl. Bowdenzug
26	4026805000	Stockhalter inkl. Schraube
27	4026902000	Rückengurt
28	4026903000	Sitzbespannung komplett

Datum: 09.12.2013	Typ: RL-Smart	Modell: 4026/4027
S/N		D40260000000001 - D4026xxxxxxxxxx D40270000000001 - D4027xxxxxxxxxx

