



Stückliste				
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	4000123000	Griff-/Schiebestange links		
	4000128000	Griff-/Schiebestange rechts		
2	4000130000	Handgriff anatomisch rechts		
	4000131000	Handgriff anatomisch links		
3	4003142000	Auto-lock-system		
4	4003611000	Bremshebel links komplett		
	4003610000	Bremshebel rechts komplett		
5	9700856000	Klemmhebel Innengewinde M8x15mm		
6	4000119000	Führungsprofil Faltmechanismus		
7	4000097000	Brems- und Bowdenzug		
8	4003620000	Bremsgehäuse komplett		
9	4003600000	Bremse komplett rechts		
	4003601000	Bremse komplett links		
10	4003410000	Rad 200 X 50 PU		
11	4003420000	Achsschraube mit Mutter chrom M8 x 75mm		
12	4003408000	Radlager		
13	4000086000	Verbindungshebel Rahmenteile silber		
14	4003400000	Radgabel silber		
15	4003103000	Abdeckkappe Castorbuchse		
16	4000138000	Sitzpolster breit		
17	4000141000	Tablett		
18	4003405000	Lenklager Castorbuchse		
Ohne Abb.	9740080000	Hutkappe Kunststoff SW 13 mm		
Ohne Abb.	4000145000	Korb silber		
Ohne Abb.	4000805000	Stockhalter		
Datum:	Name:	Typ:	Modell:	
11.11.2008	O.Kimmich	Rollator B	4003	
S/N	C40030000000001 - C4003.....			