



Stückliste				
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	2301100000	Rahmen		
2	2301200000	Armlehnenpolster rechts		
3	2301200001	Armlehnenpolster links		
4	2301201000	Trägerrohr Armpolster links		
5	2301202000	Trägerrohr Armpolster rechts		
6	2301300000	Fußbrett komplett		
7	2301304000	Rahmen Fußbrett		
8	2301305000	Telescoprohr für Fußplatte links		
9	2301306000	Telescoprohr für Fußplatte rechts		
10	2300400000	Rad 5"		
11	2310501000	Radaufnahme komplett 24" Rad		
12	2310510000	Rad 24" Kunststoff		
13	2310601000	Bremse links komplett		
14	2310602000	Bremse rechts komplett		
15	2301905000	Trägerschiene Toiletteneimer links		
16	2301906000	Trägerschiene Toiletteneimer links		
17	2301904000	Rückenrohr		
18	2301903000	Halteklammer Sitzpolster		
o.Abb.	2301902000	Einlegepolster Sitzpolster		
20	2301901000	Rückenpolster		
21	2301900000	Sitzpolster		
o.Abb.	2310511000	Steckachse 12x84mm		
Datum:	05.03.2014	Typ: TS-Aqua	Modell: 2300/2310	
S/N	10310000000001 - 1031xxxxxxxxxx			