



Stückliste BGI			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	6411012000	Sitzfläche blau Serie Blau-Weiß	
	6411012001	Sitzfläche weiß Serie Blau-Weiß	
2	6402001000	Seitenteil links Haiti	
3	6402002000	Seitenteil rechts Haiti	
4	6402006000	Sitzrahmen Haiti	
5	6402004000	Wandbefestigungsprofil komplett	
6	6402005000	Mitnehmergestänge	
7	6411006000	Fußrohr Serie Blau-Weiß	
8	6411027000	Schutzring Serie Blau-Weiß	
9	6411007000	Fußstopfen blau Serie Blau-Weiß	
	6411007001	Fußstopfen weiß Serie Blau-Weiß	
10	6402007000	Trägerrohr für Teleskop-Beigestell	
11	6411021000	Sicherungsstift blau Teleskopfuß Serie Blau-Weiß	
	6411021001	Sicherungsstift weiß Teleskopfuß Serie Blau-Weiß	
12	6411010000	Kegelstopfen blau Serie Blau-Weiß	
	6411020001	Kegelstopfen weiß Serie Blau-Weiß	
13	6411011000	Flachstopfen blau Serie Blau-Weiß	
	6411011001	Flachstopfen weiß Serie Blau-Weiß	
14	6402008000	Halteklammer blau für Beigestell	
	6402008001	Halteklammer weiß für Beigestell	
Datum:	Name:	Typ:	Modell:
12.04.2010	O. Kimmich	Haiti	6402/6403
S/N	6402000000000001 - 6403xxxxxxx		
	6403000000000001 - 6403xxxxxxx		