


ALEVO - 4040/4041/4042




BG1 – Rahmen



Stückliste - BG1 - Rahmen		
Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040100000	Carbon Rahmenteil rechts mokka Alevo
1	4040101000	Carbon Rahmenteil links mokka Alevo
1	4040102000	Carbon Rahmenteil rechts aubergine Alevo
1	4040103000	Carbon Rahmenteil links aubergine Alevo
1	4040104000	Carbon Rahmenteil rechts silber Alevo
1	4040105000	Carbon Rahmenteil links silber Alevo
2	4040108000	Kreuzstrebe komplett Alevo
3	4040112000	Schieberohr rechts Alevo
3	4040113000	Schieberohr links Alevo
4	4040114000	Abdeckkappe Castorbuchse Alevo
5	4040115000	Arretierstift Schieberohr Alevo
6	4040130000	Handgriff rechts Alevo
6	4040131000	Handgriff links Alevo
7	4040146000	Tasche Alevo
8	4040147000	Gleitprofil Tasche Alevo
9	4040148000	Taschenhalter Alevo
10	4040151000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. links Alevo
10	4040152000	Befestigungshebel inkl. Rastmech. rechts Alevo
11	4040155000	Halteklammer Stockhalter Alevo
12	4040180000	Ankipphilfe rechts Alevo
12	4040181000	Ankipphilfe links Alevo

BG1 – Rahmen



BG1 – Rahmen



BG4 - Vorderrad



Stückliste - BG4 - Vorderräder

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040400000	Rad vorne 8" PU inkl. Lager Alevo
2	4040401000	Distanzhülse 6mm Profilverföpfung Alevo
3	4040402000	Achsschraube vorne M8x75mm komplett Alevo
4	4040410000	Radgabel inkl. Lager und Lenkbolzen Alevo

BG4 - Vorderrad






BG5 - Hinterrad




Stückliste - BG5 - Hinterräder		
Objekt	AN	Bezeichnung
1	404050000	Rad hinten 8" PU inkl. Lager Alevo
2	404050200	Achsschraube hinten M8x80mm komplett Alevo
3	404050500	Abdeckung Radschraube hinten Alevo
4	404058000	Profilbereifung Alevo
5	404058100	Umbausatz Profilbereifung Alevo

BG5 - Hinterrad



BG6 - Bremse



Enjoy mobility.



Stückliste - BG6 - Bremse

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040622000	Bremse rechts Alevo
1	4040623000	Bremse links Alevo
2	4040624000	Schraube Bremshebel Alevo
3	4040625000	Bremsblech links komplett Alevo
3	4040628000	Bremsblech rechts komplett Alevo
4	4040626000	Bremszubehör-Set Alevo
5	4040627000	Bowdenzug komplett Alevo

BG6 - Bremse



BG9 - Sitz- und Rückenbespannung


Enjoy mobility.



Stückliste - BG9 - Sitz und Rücken

Objekt	AN	Bezeichnung
1	4040902000	Rückengurt inkl. Sterngriffschraube Alevo
2	4040903000	Sterngriffschraube Rückengurt Alevo
3	4040905000	Sitzbespannung komplett Alevo

BG9 - Sitz- und Rückenbespannung





Stückliste - BG8 - Zubehör		
Objekt	AN	Bezeichnung

1	4040801000	Flaschenhalter Alevo
2	4040803000	Regenschirm Alevo
3	4040805000	Stockhalter Alevo

Zubehör

Enjoy mobility.

