


Stückliste BG1

Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	6411013000	Rückenlehne blau Serie Blau-Weiß		
	6411013001	Rückenlehne weiß Serie Blau-Weiß		
2	6411012000	Sitzfläche blau Serie Blau-Weiß		
	6411012001	Sitzfläche weiß Serie Blau-Weiß		
3	6411023000	Kunststoffclip weiß Rückenlehne Serie Blau-Weiß		
4	6354003000	Seitenteil links Aruba		
5	6354004000	Seitenteil rechts Aruba		
6	6411010000	Kegelstopfen blau Serie Blau-Weiß		
	6411010001	Kegelstopfen weiß Serie Blau Weiß		
7	6411005000	Rutschsicherung blau Serie Blau-Weiß		
	6411005001	Rutschsicherung weiß Serie Blau-Weiß		
8	6354008000	Achse mit Gewindezapfen Aruba		
9	6354001000	Gestellrahmen Aruba		
10	6354006000	Arretierhebel mit Griffgummi und Rückholfeder		
11	6411021000	Sicherungsstift blau Teleskopfuß Serie Blau-Weiß		
	6411021001	Sicherungsstift weiß Teleskopfuß Serie Blau-Weiß		
12	6354002000	Einstellschraube Aruba blau		
	6354002001	Einstellschraube Aruba weiß		
13	6354002100	Teleskopendstück Aruba		
14	6354005000	Sitzrahmen Aruba		
Datum:	Name:	Typ:	Modell:	
29.03.2010	O. Kimmich	Aruba	6354/6356	
S/N	635400000000001 – 6354xxxxxxxxxx		635600000000001 – 6356xxxxxxxxxx	