


Enjoy mobility.



S2

S4

El CENTURO S4 es la versión extendida del modelo estándar CENTURO S2.

Destaca por su mayor rendimiento. Este scooter proporciona la máxima seguridad gracias al soporte del bastidor instalado alrededor del vehículo.

S7

El CENTURO S7 es el scooter más potente de esta serie. Además, está equipado con numerosas características de seguridad, como una protección del bastidor alrededor del vehículo y la reducción de la velocidad en las curvas.




# CENTURO

LOS NUEVOS SCOOTERS



MINI

Gracias a sus dimensiones compactas y un radio de giro de solo 990 mm, el CENTURO MINI es ideal para el transporte, por lo que se trata del scooter perfecto para el viaje. Se puede desmontar en pocos pasos y sin herramientas.




El potente CENTURO S2 es apto para uso en interiores y exteriores. Los obstáculos de mayor tamaño, como bordillos o terrenos irregulares, no representan problema alguno. El CENTURO S2 cumple con los requisitos para utilizar el transporte público.

**MOVILIDAD B+B IBERIA S.L.**  
P.I. Can Mascaró · C/Ponent, Nave 1-A  
E-08756 La Palma de Cervelló  
[www.bbiberia.es](http://www.bbiberia.es)

## CENTURO MINI




Anchura del asiento	445 mm
Profundidad del asiento	406 mm
Velocidad	6 km/h
Alcance	ca. 15 km
Capacidad de subida	12°   21%
Altura de los obstáculos	50 mm
Ruedas neumáticas	8" PU
Color del marco	○ ●



## CENTURO S2




Anchura del asiento	457 mm
Profundidad del asiento	457 mm
Velocidad	10 km/h
Alcance	ca. 35 km
Capacidad de subida	12°   21%
Altura de los obstáculos	50 mm
Ruedas neumáticas	10"
Color del marco	○ ●



## CENTURO S4



Anchura del asiento	457 mm
Profundidad del asiento	457 mm
Velocidad	10 km/h
Alcance	ca. 35 km
Capacidad de subida	15°   21%
Altura de los obstáculos	50 mm
Ruedas neumáticas	12"
Color del marco	○ ●



## CENTURO S7



Anchura del asiento	500 mm
Profundidad del asiento	560 mm
Velocidad	15 km/h
Alcance	ca. 45 km
Capacidad de subida	12°   21%
Altura de los obstáculos	100 mm
Ruedas neumáticas	13"
Color del marco	○ ●

