



Stückliste			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
1	4003132000	Handgriffset (rechts und links)	Stück
2+7+13	4003617000	Bremse komplett (Bremshebel rechts und links,	Stück
3	4003856000	Klemmhebel mit Schraube	Stück
4	4003805000	Stockhalter	Stück
5	4003142000	Auto-Lock System	Stück
6	4003413000	Rad inkl. Radlager (ohne Abb.)	Stück
8	4003105000	Kunststoffabdeckung	Paar
9+10	4003414000	Vorderradgabel komplett (Vorderradgabel mit Mutter, Achsschraube mit Mutter, Lenklager Radgabel ohne Abb. )	Stück
11	4003145000	Korb	Stück
12	4003119000	Führungsprofil Faltmechanismus	Stück
14	4002138000	Sitzpolster	Stück
15	4003141000	Tablett	Stück
16	4002123000	Griff-/Schiebestange (links und rechts)	Stück
ohne Abb.	4003088000	Rahmen-Verbindungshebel	Stück